

**BEZŻĘBIE STAŁE/PRZYKRĘCANE /
OVERDENTURE / PROTEZY / SZYNY /
ORTODONCJA**

**core3d
centres®**

EXPRESS

tel. 32 413 00 70

ul. Gliwicka 275, 40-862 Katowice

ETAPY PRAC


TERMINY

- Łyżka indywidualna
 - z otworami bez otworów
 - wydruk 3D materiał światłoutwardzalny
- Wzornik
 - zwykły przykręcany
 - na łyżce indyw. z mat. światłoutwardzalnego
- Klucz do weryfikacji poz. implantów
- Ustawka I
- Ustawka II
- Przymiarka konstrukcji
- Oddanie

JEŚLI OKLUZJA NIE JEST PEWNA

- Odesłać pracę do gabinetu*
- Dzwonić do lekarza
- Przygotować przymiarkę podbudowy na ryzyko lekarza

OPIS PRACY:



- Zaznacz "X" poz. implantów + w przypadku belki narysuj jej zakres

Pozycja zęba	Marka implantu	System implantologiczny	Śr. platformy protetycznej

ZLECAJĄCY:

TELEFON + E-MAIL:

NAZWA FIRMY/NIP:

ADRES DOSTAWY:

NAZWISKO PACJENTA:

DOŁĄCZONO: WYCISKI MODELE ZGRYZ ZDJĘCIA INNE SKAN WEWNĄTRZYSTNY

SZABLONY

- Chirurgiczny cyfrowy 3D
Ilość implantów:

MODEL

- Gipsowy
 - III klasa gipsu IV klasa gipsu
- Cyfrowy
 - ćwiartka protetyka 1 łuk
 - ćwiartka protetyka 2 łuki
 - pełen łuk protetyka 1 łuk
 - pełen łuk protetyka 2 łuki
 - dodatkowa preparacja
 - pełen łuk ortodoncja z podstawą 1 łuk
 - pełen łuk protetyczny implantologiczny 1 łuk
 - otwór na analog cyfrowy
 - uchwyt do artykulatora

PROTEZY AKRYLOWE

- TYMCZASOWE**
 - Proteza tymczasowa
 - natychmiastowa
 - Dołączono zdjęcie z ozn. przewidywaną korektą dziąsła i kości
 - Wykonać kęsok zwarciowy w zwieraku i dołączyć do pracy (niezbędne przy natychmiastowym obciążeniu)

OSTATECZNE

- Proteza akrylowa optimum
- Proteza akrylowa premium
- Proteza szkieletowa optimum
- Proteza szkieletowa premium

INNE USŁUGI

- Zmiana koloru/kształtu zębów w ustawce + ewentualny koszt nowych zębów
- Sklejenie złamanej protezy
- Dostawienie elementu do protezy
- Dodatkowy element
- Podścielenie protezy
- Usunięcie starego podścielenia protezy
- Polerowanie/czyszczenie protezy

SZYNY WYKONYWANE INDYWIDUALNIE

- Szyna do wybielania
- Szyna relaksacyjna miękka
- Szyna relaksacyjna twarda tłoczona
- Szyna relaksacyjna twardo-miękka
- Szyna relaksacyjna twarda akrylowa

INDYWIDUALNY DOBÓR KOLORU

- Dobór kolorów w pracowni przez technika
- Dobór kolorów w gabinecie przez technika

OVERDENTURE

OSTATECZNE

- Overdenture Optimum
 - lokatory belka
- Overdenture Premium
 - lokatory belka

BELKA

- Belka Ti CAD/CAM C3D
- Belka cyrkonowa CAD/CAM C3D

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA

- Zobaczyć/sprawdzić tabelę kompatybilności
- Max robieźność implantów 30 stopni
- Minimalny odstęp między implantami 2 mm -

PRZEDŁUŻENIE DYSTALNE

- | | |
|---|---|
| LEWA STRONA | PRAWA STRONA |
| <input type="checkbox"/> Do 2-go przedtrzonowca | <input type="checkbox"/> Do 2-go przedtrzonowca |
| <input type="checkbox"/> Do 1-szego trzonowca | <input type="checkbox"/> Do 1-szego trzonowca |
| <input type="checkbox"/> Do 2-go trzonowca | <input type="checkbox"/> Do 2-go trzonowca |
| <input type="checkbox"/> Sprecyzuj w mm | <input type="checkbox"/> Sprecyzuj w mm |

PRZESTRZEŃ MIĘDZY TKANKAMI A BELKĄ

- | | |
|---|--|
| ODLEGŁOŚĆ | KSZTAŁT |
| <input type="checkbox"/> Najmniejsza możliwa | <input type="checkbox"/> Podążaj za kształtem tkanek |
| <input type="checkbox"/> Sprecyzuj w mm | <input type="checkbox"/> Prosty |
| WYSOKOŚĆ BELKI | |
| <input type="checkbox"/> Sprecyzuj w mm | (min. wysokość 2,5 mm) |

USTAWIENIE ZĘBÓW

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Idealne | <input type="checkbox"/> Charakterystyczne |
| <input type="checkbox"/> Kopiuje ustawkę | <input type="checkbox"/> Kopiuje starą protezę |
| <input type="checkbox"/> Dodaj podparcie warg | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mężczyzna - wiek | <input type="checkbox"/> Kobieta - wiek |

ORTODONCJA

- Archiwizacja modeli gipsowych komplet
- Archiwizacja modeli ze skanu
- Segmentacja i analiza modelu (jeden łuk)
- Pozycjonowanie zamków
- Przygotowanie transferów z natłoczoną szyną
- Drukowany transfer do zamków
- Metoda clear aligner - setup końcowy
- Metoda clear aligner - jeden etap
- Metoda clear aligner - tłoczenie szyn
- Retainer Osamu

UZUPEŁNIENIA STAŁE

- Try-In przykręcany PMMA
- Korona / Most przykręcany PMMA barwiony
- Proteza tymczasowa akrylowa przykręcana Optimum
- Proteza tymczasowa akrylowa przykręcana Premium

OSTATECZNE KORONA/MOST PRZYKRĘCANY

- Belka hybrydowa CAD/CAM Ti Optimum
- Belka hybrydowa CAD/CAM Ti Premium
- CoCr Spiek Laserowy licowany ceramiką
- CoCr Spiek Laserowy licowany kompozytem
- Cyrkon Full Contour barwiony
- Cyrkon Cut Back licowany
- IPS e.max CAD Full Contour barwiony
- IPS e.max CAD Cut Back licowany
- CoCr C3D frezowany licowany ceramiką
- Tytan C3D licowany kompozytem


W PRZYPADKU OTWORU NA ŚRUBĘ NA POW. POLICZKOWEJ:

- Dzwonić do lekarza
- Przekierować slot (płatne wg cennika)

STOSUNEK PRZEŚŁA DO DZIAŚŁA



TYP KRAWĘDZI SIECZNEJ



FINALNY KOLOR ZĘBA:



Barwienie bruzd:

- Brak
- Lekkie*
- Średnie
- Mocne

MASKOWANIE ODSŁONIĘTEGO IMPLANTU

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| <input type="checkbox"/> Pokryj odsłonięty implant | <input type="checkbox"/> Zostaw miejsce na oczyszczenie | |
| <input type="checkbox"/> Dołącz wszystkie komponenty Core3dcentres | | |
| <input type="checkbox"/> Dołącz dodatkowe śruby | | |

.....

Podpis